




Ackuretta - ucelený systém dentálního 3D tisku

Objevte nejmodernější 3D tiskové řešení pro dentální aplikace. Ackuretta přináší rychlost, přesnost a spolehlivost v jednom uceleném systému.



Ackuretta SOL & SOL Plus – 3D tiskárny – Nejlepší výkon ve své třídě

- Vysoké rozlišení – Monochromatické LCD pro detailní tisk
- Rychlost tisku – Optimalizovaný výkon pro efektivní workflow
- Široká kompatibilita – Podpora široké škály resinů, validované resiny umožňují kompenzaci objemových změn

Ackuretta Cleani – Efektivní čištění v jednom kroku

- Dvojitá nádoba – Zajišťuje důkladné očištění modelů
- Jedna velká nádoba – Efektivní proces větší kvantity (modely, báze snímatelných náhrad)
- Automatizovaný proces – Efektivní workflow bez manuální práce

Ackuretta Curie Plus – polymerační lampa – Profesionální post-processing

- Perfektní polymerace – Rovnoměrné vytvrzení pro optimální mechanické vlastnosti
- Inteligentní ovládání – Jednoduché nastavení a rychlý cyklus vytvrzení
- N2 - možnost generátoru dusíku **Nfinity**

Alpha AI – Chytrý software pro bezchybný tisk

- Automatická kompenzace objemových změn
- Inteligentní rozložení modelů pro optimální výsledky
- Rychlá a intuitivní příprava tisku

Unikátní kompenzace objemových změn – revoluce v přesnosti tisku

Ackuretta je jediný výrobce tiskáren a vytvrzovacích jednotek, který plně zohledňuje objemové změny materiálů při polymeraci. Software Alpha AI automaticky kalkuluje s těmito změnami a upravuje tisková data tak, aby finální výtisk odpovídal požadovaným rozměrům s maximální přesností.

Tento přístup lze přirovnat k frézování a sintrování zirkonu, kde je nutné předem počítat se smršťováním materiálu během sintrovacího procesu. Stejně jako při výrobě přesných protetických prací z keramiky, Ackuretta přináší do 3D tisku stejnou úroveň preciznosti – a to zcela automaticky.

Bezproblémová integrace do digitálního workflow

- Přímá kompatibilita s Exocadem – jednoduché propojení se stávajícími digitálními pracovními postupy
- Plynulý přechod mezi návrhem a tiskem – optimalizované exportní formáty pro precizní výsledky
- Validované materiály – Ackuretta podporuje širokou škálu resinů, ale pouze validované resiny umožňují kompenzaci objemových změn pro maximální přesnost

► Více informací a ukázky najdete na YouTube: <https://www.youtube.com/@Ackuretta/videos>

Kontaktujte nás pro více informací